

Provtagningsanvisning Leukocyter (LPK) i PD-vätska - Hälso- och sjukvård Region Gävleborg

Remiss	Elektronisk remiss från journalsystem i Gävleborgs län eller pappersremiss 1 Bassortiment Gävleborg
Provtagning	5 mL heparinrör utan gel , grön propp  Alternativt 10 mL plaströr 
Förvaring/transport	Prov är hållbart 5 timmar i kyla
Analyserande laboratorium	Enheten för Klinisk kemi och transfusionsmedicin i Gävle, Hudiksvall och Bollnäs
Referensintervall	Ska normalt inte förekomma. Beslutsgränser: LPK i PD-vätska < 100 x 10 ⁶ /L LPK Poly i PD-vätska ≤ 34 % LPK Mono i PD-vätska ≥ 50 % LPK Eos i PD-vätska ≤ 10 %
Svarstid	Dagligen
Ackrediterad	Nej
Efterbeställning	Ej tillämpligt
Patientinformation	Ej tillämpligt
Biobanksprov	Nej
Kommentarer/övrig upplysning	I profilen ingår: D-LPK, D-LPK Poly, D-LPK Mono, D-LPK Eos

Medicinsk bakgrund/ indikation	Indikation: Bedömning av eventuell peritonitretning vid peritonealdialys. D-LPK, D-LPK Poly och D-LPK Mono används i diagnostik för att upptäcka infektiös orsak till peritonit. D-LPK Eos används för att upptäcka peritoniter som inte har infektiös genes utan kemisk (allergisk).
-----------------------------------	---

Revideringar

Datum	Revisions nummer	Ändring
2023-05-24	9	Ändrat titel. Ändrat från pappersremiss 4 till 1. Lagt till rubriken revideringar.