

Provtagningsanvisning Leverprofil i plasma - Hälsö- och sjukvård Region Gävleborg

Remiss	Elektronisk remiss från journalsystem i Gävleborgs län eller pappersremiss 1 Bassortiment Gävleborg
Provtagning	5 mL Li-Heparin, gelrör, mintgrön propp  Kan tas kapillärt Minsta blodmängd ca 1 mL (250 µL plasma)
Förvaring/transport	Centrifugera provet inom 4 timmar från provtagning Centrifugerat prov hållbart 1 dygn i rumstemperatur 7 dygn i kyl >7 dygn i frys OBS! Skydda provet från att exponeras för ljus
Analyserande laboratorium	Enheten för Klinisk kemi och transfusionsmedicin i Gävle, Bollnäs och Hudiksvall
Referensintervall	Se respektive analys
Svarstid	Dagligen
Ackrediterad	Ja
Efterbeställning	Kan efterbeställas i undantagsfall inom 4 timmar
Patientinformation	Ej tillämpligt
Biobanksprov	Nej
Kommentarer/övrig upplysning	I profilen ingår: ALAT, Albumin, ALP, Bilirubin total, GT
Medicinsk bakgrund/indikation	Diagnostik och uppföljning av leversjukdom. Se respektive analyt.

Revideringar

Datum	Revisionsnummer	Ändring
2023-07-10	7	Lagt till rubriken revideringar. Uppdaterat under förvaring.

Kopians giltighet garanteras endast utskriftsdatumet