

Provtagningsanvisning Multiresistenta bakterier MRB - Hälso- och sjukvård Region Gävleborg

Remiss	Elektronisk remiss från journalsystem i Gävleborg, Remiss 2, Laboratoriemedicin, Region Gävleborg
Provtagning	E-swab med provtagningspinne Sökord i proceedo: <i>e-swab</i>  Vid behov av fuktad pinne använd sterilt koksalt eller vätska ur provtagningsröret MRSA Näsa • Roterar provpinnen på den hudbeklädda delen av näsöppningen Svalg • Pressa provtagningspinnen mot vardera tonsillen och för den upp och ner ett par gånger. Perineum • Roterar pinnen på området framför anus. Sår/eksem • Rengör såret först. Roterar därefter pinnen i sårkanten/sårbotten. Skriv på remiss lokalisation av sår. Insticksställe som CVK, venflon, PEG, dränage • Rengör insticksstället. Roterar pinnen runt insticksstället. Skriv på remiss vilken typ av insticksställe Urin från KAD • Ta urinprov som vid

	urinodling VRE, ESBL Faeces Pinnprov tas från ändtarmen direkt efter avföring, alternativt doppas pinnen i färsk avföring.
Förvaring/Transport	Förvara kylt i väntan på transport
Analyserande laboratorium	Klinisk Mikrobiologi, Gävle sjukhus
Referensintervall	Ej tillämpligt
Svarstid	MRSA- och VRE-prov svaras vanligen inom 2-4 dagar från ankomst till laboratoriet, där negativa prover svaras efter 2 dagar och positiva prover kräver 1-2 dagar till. Någon dags fördröjning på ett positivt prov kan ske om provet skickas till laboratoriet i slutet på arbetsveckan. Positiva MRSA- samt VRE-prover telefonbesvaras alltid. Multiresistenta gramnegativa bakterier svaras vanligen inom 1-4 dagar. Negativa svar kan oftast lämnas snabbare än positiva som kräver fler tester.
Ackrediterad	Ja
Efterbeställning	Kan inte efterbeställas
Patientinformation	Ej tillämplig
Biobanksprov	Nej
Kommentarer/Övrig upplysning	Se även Handlingsprogram och rutiner för MRB
Medicinsk bakgrund/Indikation	Screening enligt Smittskyddsenhetens anvisningar