

Provtagningsanvisning Svalgodling - Hälso- och sjukvård Region Gävleborg

Odling för betahemolyserande streptokocker

Remiss	Elektronisk remiss från Soarian, PMO/LabCenter eller LabPortalen under Mikrobiologi, Luftvägsdiagnostik (Reservrutin pappersremiss, Remiss 2, Laboratoriemedicin, Region Gävleborg) Anamnes: Ange grundsjukdom, beskriv aktuella besvär, ev immunsuppression, antibiotikabehandling och ev allergi mot antibiotika. Ange frågeställning. Vid misstanke om difteri, infektion med <i>Fusobacterium necrophorum</i> eller arcanobakterier och Angina Vincenti, måste detta anges på remissen, var god se separata provtagningsanvisningar.
Provtagning	E-swab provtagningsset Sökord i procedo: e-swab Provtagningsmaterial: Provtagningspinne CP480CE regular E-Swab rosa: artikelnr: 201515  Provtagningspinne CP483CE Uretra E-Swab orange: artikelnr: 201514 

	Provtagningspinne CP482CE nasopharynx E-Swab blå: artikelnr: 201520  Pressa provtagningspinnen mot vardera tonsillen och för den upp och ner ett par gånger. Om membraner täcker tonsillen förs pinnen in under membrankanten. Undvik att vidröra tunga och uvula.
Förvaring/transport	Förvaras kylt i väntan på transport.
Analyserande laboratorium	Enheten för Klinisk Mikrobiologi Gävle sjukhus
Referensintervall	Ej tillämpligt
Svarstid	Preliminär svar tidigast: Efter ett dygn Slut svar tidigast: Efter ett dygn
Ackrediterad	Ja
Efterbeställning	Kan inte efterbeställas.
Patientinformation	Ej tillämplig
Biobanksprov	Nej
Kommentarer/övrig upplysning	Bakteriella svalginfektioner domineras av beta-hemolyserande grupp A-streptokocker. Sambandet mellan grupp C- och G-streptokocker och svalginfektioner är inte lika entydigt. PcV är förstahandsmedel vid behandling av streptokocktonsilliter.

	Resistens mot betalaktamantibiotika hos streptokocker grupp A, C och G är ovanligt eller har ännu inte beskrivits.
Medicinsk bakgrund/Indikation	Misstanke om infektion med eller bärarskap av betahemolyserande streptokocker.

Revideringar

Datum	Revisionsnr	Ändring
2022-06-28	6	Bytt upprättare. Lagt till rubrik revideringar.
2023-01-28	7	Bytt fastställare
2023-10-02	8	Uppdaterat remissinfo och tydligare beskrivning vad som ska anges under anamnes.
2024-02-15	9	Uppdatering av dokumentet och tydligare för kunden vid specifik analys. Lagt till rekommenderad provtagningsmaterial i bildformat.